


早期リハビリや機能評価用に

長下肢装具 組立式

Modular Leg Brace

モジュラーレッグブレース



長下肢装具

Modular Leg Brace

組立式

モジュラーレッグブレース



汎用性の高いモジュール構造

六角レンチによりカフの調整と脚長調整が行えるため、あらゆる体型に適合させることが可能です。

また、大腿部と膝継手の取り外しにより、短下肢装具としても使用可能です。(※オプションの膝継手ユニットを使用することで、膝装具としての使用も可能です。)

豊富なバリエーション

オプションで様々な継手の組み合わせでオーダーが可能です。これにより適切な装具機能を選択でき、練習の難易度調整を可能にし、歩行練習に貢献します。

※足部がプラスチックシューインサートでのオーダーも可能です。

ご注文時にご確認ください。

《製品規格》 左右別で取り揃えております。

装具の種類	膝継手の種類	品番	サイズ
長下肢装具	リングロック	TO-200 (L/R)	M
		TO-210 (L/R)	L
	ダイヤルロック	TO-260 (L/R)	M
		TO-270 (L/R)	L
膝装具	リングロック	TO-240 (L/R)	M
		TO-245 (L/R)	L
	ダイヤルロック	TO-280 (L/R)	M
		TO-285 (L/R)	L
短下肢装具		TO-220 (L/R)	M
		TO-230 (L/R)	L

サイズ	適用	足部 (cm)	支柱 (mm)
M	成人女性や小柄な男性	24	5×14
L	成人男性	26	5×16

●掲載の写真は実際とは多少異なる場合がございます



《製作例の一部》



ゲイトソリューション



足部シューインサート



ステップロック



ダイヤルロック

取扱店

製造・販売元



株式会社 トクダ オルソ テック

〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6-27-20
TEL.096-373-7558 FAX.096-364-0865

<http://www.tokuda-orthotech.co.jp>