


股関節周囲を優しくサポート

股関節保護装具

STABILAX


スタビラックス



股関節保護装具

STABILAX

スタビラックス



姿勢・歩行の安定

外側と後方に弾力性と通気性のあるメタウームを使用することにより、効率的に殿筋を補助し、骨盤帯、股関節を安定させます。

装具のずれを防止

パンツタイプにより上方へのずれを防止し、後側方より前面に向かう腹帯により下方へのずれを防止します。

装着感の向上

前面をオープンにすることによりパンツタイプながら腹部の締め加減を調整でき、装着感に優れます。

《適 応》

- ・変形性股関節症や大腿骨頭壊死などの股関節痛
- ・関節リウマチ
- ・いわゆる腰痛症、仙腸関節痛、腰痛防止
- ・失調症などの不安定性歩行
- ・殿筋の筋力低下を伴う各種神経筋疾患

《製品規格》

品番	サイズ	ウェストサイズ(cm)
TO-275	SS	55~65
TO-276	S	65~75
TO-277	M	75~85
TO-278	L	85~95
TO-279	LL	95~105

●掲載の写真は実際とは多少異なる場合がございます

メタウーム
弾力性と通気性を
兼ね備えた素材を
使用しています



Color ●
※色は紺色のみです。



全面オープン式を採用

- ・腹部の締め加減を容易に調整可
- ・腹部の圧迫感の低下



取扱店

製造・販売元

 株式会社 トクダ オルソ テック

〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6-27-20
TEL.096-373-7558 FAX.096-364-0865

<http://www.tokuda-orthotech.co.jp>