


任意の角度設定を可能にする

Dial Lock Hip Joint

ダイヤルロック 股継手
[完成用部品認可品]



股関節可動域の制御に。

ダイヤルロック機構により、
任意の角度設定が可能です。
角度は10°ごとの調節ができます。

※写真はHIP PROTECTOR II HARD用股継手



TO-755(ステンレス製)



TO-760(ステンレス製)

《製品規格》

部品名	品番	規格〈板厚×幅×全長〉(mm)
股継手ダイヤルロック式	TO-755	2.5×18×320
股継手ダイヤルロック式	TO-760	3×18×520

取扱店

製造



株式会社
徳田義肢製作所

販売元



株式会社 トクダ オルソ テック

〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6-27-20
TEL.096-373-7558 FAX.096-364-0865

<https://www.tokuda-orthotech.co.jp>

