


任意の角度設定を可能にする

# Dial Lock Hip Joint

ダイヤルロック 股継手  
[完成用部品認可品]



股関節可動域の制御に。

ダイヤルロック機構により、  
任意の角度設定が可能です。  
角度は10°ごとの調節ができます。

※写真はHIP PROTECTOR II HARD用股継手



TO-755(ステンレス製)



TO-760(ステンレス製)

## 《製品規格》

部品名	品番	規格(板厚×幅×全長)(mm)
股継手ダイヤルロック式	TO-755	2.5×18×320
股継手ダイヤルロック式	TO-760	3×18×520

取扱店

製造・販売元



株式会社 トクダ オルソ テック

〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6-27-20  
TEL.096-373-7558 FAX.096-364-0865

<http://www.tokuda-orthotech.co.jp>