


高い機能性に軽さをプラス



Turn Buckle Parts

ターンバックル




使用例

高い機能性に軽さをプラス


Turn Buckle Parts

ターンバックル



製品の特徴

調節幅が60mmあり、高さや長さの調節性に優れます。また、重量も30gと軽量なため、装着感も良好です。
指用ターンバックルはオーダーメイドの装具に取り付けることで様々な症例に応用できます。
※ご注意／本製品は、下肢など大きな力が加わる部位には使用しないでください。



ターンバックル 《製品規格》



使用例：頸椎装具



■伸展時

使用例：肘装具




■伸展時

使用例：肘装具

品番	全長(mm)	調整幅(mm)
TO-700	180	60

指用ターンバックル 《製品規格》



使用例：指装具

品番	サイズ	全長(mm)	調整幅(mm)
TO-705	S	70	60-75
TO-706	M	88	70-85
TO-707	L	98	90-105

●掲載の写真は実際とは多少異なる場合がございます

取扱店

製造・販売元



〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6-27-20
TEL.096-373-7558 FAX.096-364-0865
<http://www.tokuda-orthotech.co.jp>